



SENIOR RESIDENCE

Residenza Sanitaria Assistenziale Torino	DISINFEZIONE STRUMENTI PER IL TAGLIO DELLE UNGHIE DEGLI OSPITI	Cod. IL-S-25
		Rev. 01
		Pagina 1 di 1

L'obiettivo generale è quello di ottenere una decontaminazione degli strumenti fino a livelli ritenuti non pericolosi per la trasmissione di infezioni.

Gli strumenti (tronchesi) utilizzati per il taglio delle unghie degli ospiti vanno disinfettati prima di ogni uso.

COSA SERVE:

1. Emulsione liquida antisettica denominata DIALZIMA PLURI appositamente fornita alle Tutor alla concentrazione ottimale.
2. Recipiente per contenere la soluzione nella quale immergere il tronchese in uso

ISTRUZIONI

1. Lo strumento da trattare deve essere sottoposto prima ad accurata pulizia.
2. La soluzione antisettica fornita, contenuta nel recipiente in uso, **deve** essere sostituita ogni 24 ore
3. La soluzione antisettica in dotazione deve essere conservata in recipiente chiuso, al riparo dalla luce, possibilmente in un armadio chiuso. I flaconi devono essere forniti di etichette che segnalano le caratteristiche, le precauzioni d'impiego del prodotto e la concentrazione della soluzione.
4. Al momento dell'utilizzo versare la soluzione disinfettante in un recipiente di dimensioni contenute nella quantità di circa 10 ml. Gli strumenti devono stare in immersione nella soluzione già diluita all'1% per 5 minuti prima di ogni utilizzo.
5. Il prodotto è un disinfettante per strumenti e superfici, non è un antisettico cutaneo. Le misure di protezione richiedono di evitare ogni contatto con la cute, per cui è necessario l'utilizzo di guanti in lattice (Dispositivi di protezione individuale).

data	Emissione	Controllo	Approvazione
20/11/19			