

Residenza Sanitaria Assistenziale Torino	 SENIOR RESIDENCE SCHEDA STRUMENTO	Cod MAN 09
		Rev. 02
		Pagina 1 di 9

Rif. MAN 08	Descrizione			Tipo strumento		
Scheda 1	Termometro Mod. testo 925					
				Primario	Secondario	Indicative
Costruttore	Testo S.p.A.			Matricola	010670317	
Campo di misurazione	-50°C +1000°C			Ampiezza di misuraz.	-40°C +900°C	
Livello di precisione	+1°C	Errore max ammesso	+ 0,7°C +-0,5% val. misura	Frequenza di Taratura	15 anni	
Taratura		Esterna		Interna con procedura		
Certificato di taratura originario			Si		No	

Rif. MAN 08	Descrizione			Tipo strumento		
Scheda 2	Termometro Celle varie					
				Primario	Secondario	Indicative
Costruttore	Free Block			Matricola		
Campo di misurazione	-30°C _ +10°C			Ampiezza di misuraz.	-14°C / -24°C	
Livello di precisione	+1°C	Errore max ammesso	+2°C	Frequenza di Taratura	semestrale	
Taratura		Esterna		Interna con procedura		
Certificato di taratura originario			Si		No	

Rif. MAN 08	Descrizione			Tipo strumento		
Scheda 3	Sfigmomanometro a mercurio					
				Primario	Secondario	Indicative
Costruttore				Matricola		
Campo di misurazione	0 – 300 mm Hg			Ampiezza di misuraz.	50 / 200 mm.hg	
Livello di precisione	+1 mm.hg	Errore max ammesso	+2 mm.hg	Frequenza di Taratura	annuale	
Taratura		Esterna		Interna con procedura		
Certificato di taratura originario			Si		No	

Residenza Sanitaria Assistenziale Torino	 SENIOR RESIDENCE SCHEDA STRUMENTO	Cod MAN 09
		Rev. 02
		Pagina 2 di 9

Rif. MAN 08	Descrizione				Tipo strumento		
Scheda 4	Elettrocardiografo Cardiette ar 1200 ADV						
					Primario	Secondario	Indicative
Costruttore	H & G Medical Division S.p.A.				Matricola	REF 80500078	
Campo di misurazione	0 – 110 mm				Ampiezza di misuraz.	Vedi manuale	
Livello di precisione	+ - 1 mm	Errore max ammesso		+ - 1 mm	Frequenza di Taratura	annuale	
Taratura		Esterna			Interna con procedura		
Certificato di taratura originario				Sì			No

Rif. MAN 08	Descrizione				Tipo strumento		
Scheda 5	Pesapersona con sedia						
					Primario	Secondario	Indicative
Costruttore		Wunder S.S.			Matricola	0036	
Campo di misurazione		0 – 150 kg.			Ampiezza di misuraz.	35 – 150 kg.	
Livello di precisione		+ - 0,1 kg	Errore max ammesso	+ - 0,5 kg	Frequenza di Taratura	annuale	
Taratura			Esterna		Interna con procedura		
Certificato di taratura originario					Si		No

Rif. MAN 08	Descrizione				Tipo strumento		
Scheda 6	Bilancia verticale Loc 151						
					Primario	Secondario	Indicative
Costruttore					Matricola	1662	
Campo di misurazione		0 – 150 kg.			Ampiezza di misuraz.	35 – 150 kg.	
Livello di precisione		+ - 0,1 kg	Errore max ammesso	+ - 0,5 kg	Frequenza di Taratura	annuale	
Taratura			Esterna		Interna con procedura		
Certificato di taratura originario					Si		No

Residenza Sanitaria Assistenziale Torino	 SENIOR RESIDENCE SCHEDA STRUMENTO	Cod MAN 09
		Rev. 02
		Pagina 3 di 9

Rif. MAN 08	Descrizione				Tipo strumento	
Scheda 7	Dinamometro mod 42					
					Primario	Secondario Indicative
Costruttore	La Precisa				Matricola	
Campo di misurazione	0 – 150 kg.				Ampiezza di misuraz.	35 – 120kg.
Livello di precisione	+ - 0,1 kg	Errore max ammesso	+ - 0,5 kg	Frequenza di Taratura	annuale	
Taratura		Esterna		Interna con procedura		
Certificato di taratura originario				Si		No

Rif. MAN 08	Descrizione				Tipo strumento	
Scheda 8	Saturimetro Pulsi Quant 8040					
					Primario	Secondario Indicative
Costruttore	Envitec				Matricola	
Campo di misurazione	0 – 100 %				Ampiezza di misuraz.	70 – 100 %
Livello di precisione	+ - 1 %	Errore max ammesso	+ - 2%	Frequenza di Taratura	annuale	
Taratura		Esterna		Interna con procedura		
Certificato di taratura originario				Si		No

Rif. MAN 08	Descrizione				Tipo strumento	
Scheda 9	Misuratore di Glicemia Ascensia Brio (propr. Osp. M.V.)					
					Primario	Secondario Indicative
Costruttore	Bayer Health Care				Matricola	5016003323102
Campo di misurazione	0 – 700 mg/dl				Ampiezza di misuraz.	30 – 500 %
Livello di precisione	+ - 1 mm/dl	Errore max ammesso	+ - 5 mm/dl	Frequenza di Taratura	annuale	
Taratura		Esterna		Interna con procedura		
Certificato di taratura originario				Si		No

Residenza Sanitaria Assistenziale Torino	 SENIOR RESIDENCE SCHEDA STRUMENTO	Cod MAN 09
		Rev. 02
		Pagina 4 di 9

Rif. MAN 08	Descrizione				Tipo strumento		
Scheda 10	Tamponi test glicemia						
					Primario	Secondario	Indicative
Costruttore	Bayer				Matricola		
Campo di misurazione					Ampiezza di misuraz.		
Livello di precisione		Errore max ammesso			Frequenza di Taratura		
Taratura		Esterna			Interna con procedura		
Certificato di taratura originario				Si		No	

Rif. MAN 08	Descrizione				Tipo strumento		
Scheda 11	Sfigmomanometro Aneroide a bracciale						
					Primario	Secondario	Indicative
Costruttore	Riester				Matricola		
Campo di misurazione	20 – 300 mmHg				Ampiezza di misuraz.	50 – 250 mmHg	
Livello di precisione	+ - 2 mmHg	Errore max ammesso	+ - 5%		Frequenza di Taratura	annuale	
Taratura		Esterna			Interna con procedura		
Certificato di taratura originario				Si		No	

Rif. MAN 08	Descrizione				Tipo strumento		
Scheda 12	Bilancia rotativa cucina						
					Primario	Secondario	Indicative
Costruttore	Euromec mod. GM 100/10				Matricola	10469/C	
Campo di misurazione	0,10 – 10,00 kg				Ampiezza di misuraz.	0,20 – 10,00 kg	
Livello di precisione	+ - 0,005 kg	Errore max ammesso	+ - 0,01 kg		Frequenza di Taratura	annuale	
Taratura		Esterna			Interna con procedura		
Certificato di taratura originario				Si		No	

Residenza Sanitaria Assistenziale Torino	 SENIOR RESIDENCE SCHEDA STRUMENTO	Cod MAN 09
		Rev. 02
		Pagina 5 di 9

Rif. MAN 08	Descrizione				Tipo strumento		
Scheda 13	Massa campione da 20 Kg						
					Primario	Secondario	Indicative
Costruttore		PV			Matricola		
Campo di misurazione		20 Kg.			Ampiezza di misuraz.	20 Kg.	
Livello di precisione		+ - 40 mg	Errore max ammesso	+ - 40 mg	Frequenza di Taratura	decennale	
Taratura			Esterna		Interna con procedura		
Certificato di taratura originario					Si		No

Rif. MAN 08	Descrizione				Tipo strumento		
Scheda 14	Glucometro						
					Primario	Secondario	Indicative
Costruttore		Ascensia Brio			Matricola	A55M86	
Campo di misurazione		30 – 600 mg/dl			Ampiezza di misuraz.	50 – 400 mg/dl	
Livello di precisione		1 mg/dl	Errore max ammesso	± 7 %	Frequenza di Taratura	Annuale/cambio lotto strisce	
Taratura			Esterna		Interna con procedura	IC M 03	
Certificato di taratura originario					Si		No

Rif. MAN 08	Descrizione				Tipo strumento		
Scheda 15	Sfigmomanometro digitale da polso “LOGICO DIGIT”						
					Primario	Secondario	Indicative
Costruttore		Rossmax international Ltd - Taiwan			Matricola	08002450	
Campo di misurazione		20 – 300 mmHg			Ampiezza di misuraz.	40 – 250 mmHg	
Livello di precisione		1 mmHg	Errore max ammesso	+ - 5%	Frequenza di Taratura	annuale	
Taratura			Esterna		Interna con procedura		
Certificato di taratura originario					Si		No

Residenza Sanitaria Assistenziale Torino	 SENIOR RESIDENCE SCHEDA STRUMENTO	Cod MAN 09
		Rev. 02
		Pagina 6 di 9

Rif. MAN 08	Descrizione				Tipo strumento		
Scheda 16	Sfigmomanometro aneroide a bracciale “Mastermed”						
					Primario	Secondario	Indicative
Costruttore		KaWe - Germanyz			Matricola	varie	
Campo di misurazione		20 – 300 mmHg			Ampiezza di misuraz.	40 – 250 mmHg	
Livello di precisione		1 mmHg	Errore max ammesso	+ - 5%	Frequenza di Taratura	annuale	
Taratura			Esterna		Interna con procedura		
Certificato di taratura originario					Si		No

Rif. MAN 08	Descrizione				Tipo strumento		
Scheda 17	Pulsiossimetro digitale						
					Primario	Secondario	Indicative
Costruttore		DIMED			Matricola		
Campo di misurazione		SPO2 35-99% 30-254 BPM			Ampiezza di misuraz.	SPO2 35-99% /// 30-254 BPM	
Livello di precisione		SPO2 +-2% BPM +-2	Errore max ammesso	+ -2	Frequenza di Taratura	Non prevista	
Taratura			Esterna		Interna con procedura		
Certificato di taratura originario					Si		No

Rif. MAN 08	Descrizione			Tipo strumento		
Scheda 18	Glucometro					
				Primario	Secondario	Indicative
Costruttore	Accu-Check			Matricola	A55M86	
Campo di misurazione	30 – 600 mg/dl			Ampiezza di misuraz.	50 – 400 mg/dl	
Livello di precisione	1 mg/dl	Errore max ammesso	± 7 %	Frequenza di Taratura	Annuale/cambio lotto strisce	
Taratura		Esterna		Interna con procedura		IC M 03
Certificato di taratura originario			Si		No	

Rif. MAN 08	Descrizione				Tipo strumento		
Scheda 19	Termometro Rilevatore di umidità						
					Primario	Secondario	Indicative
Costruttore		Avidsen			Matricola		
Campo di misurazione		10 – 50 °C 20 – 95%			Ampiezza di misuraz.	10 – 50 °C 20 – 95%	
Livello di precisione		± 1 °C ± 5 %	Errore max ammesso		± 5 %	Frequenza di Taratura	Non soggetto
Taratura							

Residenza Sanitaria Assistenziale Torino	 SENIOR RESIDENCE SCHEDA STRUMENTO	Cod MAN 09
		Rev. 02
		Pagina 7 di 9

Certificato di taratura originario	Si	No
------------------------------------	----	----

Rif. MAN 08	Descrizione				Tipo strumento		
Scheda 20	Termometro Rilevatore di temperatura corporea						
					Primario	Secondario	Indicative
Costruttore		Brown			Matricola		
Campo di misurazione		34,0 – 42,2 °C			Ampiezza di misuraz.	10 – 40 °C	
Livello di precisione		± 0,2 °C	Errore max ammesso		± 0,1 °C	Frequenza di Taratura	Non soggetto
Taratura			Strumento per misure indicative	NO			
Certificato di taratura originario					Si		No

Rif. MAN 08	Descrizione				Tipo strumento			
Scheda 21	Dinamometro portatile serie OCSF - 300				Primario	Secondario	Indicative	
Costruttore		Scale house			Matricola			
Campo di misurazione		02,0 – 300,0 kg			Ampiezza di misuraz.	20,0 – 150,0 kg		
Livello di precisione		± 0,1 kg	Errore max ammesso		± 0,1 kg	Frequenza di Taratura	annuale	
Taratura			interna	NO		Interna con procedura		IC M 03
Certificato di taratura originario					Si		No	

Rif. MAN 08	Descrizione					Tipo strumento		
Scheda 22	Glucometri					Primario	Secondario	Indicative
Costruttore		VEDI RAPPORTI DI TARATURA				Matricola		
Campo di misurazione						Ampiezza di misuraz.		
Livello di precisione			Errore max ammesso			Frequenza di Taratura		
Taratura			interna	NO		Interna con procedura		LIBRETTO COSTRUTTORE
Certificato di taratura originario						Si		No

Rif. MAN 08	Descrizione			Tipo strumento		
Scheda 23	Termometro Infrared					
				Primario	Secondario	Indicative
Costruttore	Rycom			Matricola		
Campo di misurazione	32,0°C - 34,9°C			Ampiezza di misuraz.		
Livello di precisione	± 0,2°C	Errore max ammesso	± 0,3°C	Frequenza di Taratura	Non soggetto	
Taratura			NO	Misure indicative		

Residenza Sanitaria Assistenziale Torino	 SENIOR RESIDENCE SCHEDA STRUMENTO	Cod MAN 09
		Rev. 02
		Pagina 8 di 9

Certificato di taratura originario	Si	No
------------------------------------	----	----

Rif. MAN 08	Descrizione				Tipo strumento		
Scheda 24	Termometro Rilevatore di temperatura corporea						
					Primario	Secondario	Indicative
Costruttore	Yostan				Matricola		
Campo di misurazione	34,0 – 42,2 °C				Ampiezza di misuraz.	10 – 40 °C	
Livello di precisione	± 0,2 °C	Errore max ammesso		± 0,1 °C	Frequenza di Taratura	Non soggetto	
Taratura		Strumento per misure indicative	NO				
Certificato di taratura originario				Si	No		

Rif. MAN 08	Descrizione				Tipo strumento		
Scheda 25	Wi-Fi Temperature & Humidity sensor						
					Primario	Secondario	Indicative
Costruttore	Tuja - Cina				Matricola		
Campo di misurazione	-10°C + 55°C and 10% 90% RH				Ampiezza di misuraz.	-10°C + 40°C 10% 80% RH	
Livello di precisione	0,2°C 5% HR	Errore max ammesso			Frequenza di Taratura		
Taratura		interna	NO		Interna con procedura		
Certificato di taratura originario				Si	No		

Rif. MAN 08	Descrizione				Tipo strumento		
Scheda 26							
					Primario	Secondario	Indicative
Costruttore					Matricola		
Campo di misurazione					Ampiezza di misuraz.		
Livello di precisione		Errore max ammesso			Frequenza di Taratura		
Taratura		interna	NO		Interna con procedura	LIBRETTO COSTRUTTORE	
Certificato di taratura originario				Si	No		

Rif. MAN 08	Descrizione				Tipo strumento		
Scheda 27							
					Primario	Secondario	Indicative
Costruttore					Matricola		
Campo di misurazione	32,0°C - 34,9°C				Ampiezza di misuraz.		
Livello di precisione		Errore max ammesso			Frequenza di Taratura	Non soggetto	
Taratura			NO		Misure indicative		

Residenza Sanitaria Assistenziale Torino	 SENIOR RESIDENCE SCHEDA STRUMENTO	Cod MAN 09
		Rev. 02
		Pagina 9 di 9

Certificato di taratura originario	Si	No
------------------------------------	----	----