



SENIOR RESIDENCE

DEFIBRILLATORE
verifiche periodicheResidenza
Sanitaria
Assistenziale
Torino

Cod. INF 41

Rev. 02

Pagina 1 di 2

Verifica giornaliera di funzionalità:

controllare che l'indicatore di stato sia **verde**. Quando l'indicatore è verde, l'AED è pronto per il soccorso. Se l'indicatore è **rosso**, fare riferimento alla tabella per la risoluzione dei problemi riportata a pag. 39 del manuale e nella pag. 2/2 successiva

Mese di

giorno	ora	Stato	Infermiere
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
Passare alla verifica mensile			

Data Visto la D.S.

Senior Residence s.r.l.

Via G. Servais, 80 • 10146 Torino • tel. 011-7720500 (r.a.) • fax 011-7720505 • info@seniorresidence.it • www.seniorresidence.it



SENIOR RESIDENCE

DEFIBRILLATORE
verifiche periodiche

Residenza Sanitaria Assistenziale Torino		Cod. INF 41
		Rev. 02
		Pagina 2 di 2

Verifica mensile di funzionalità

Mese di		
passaggio	operazione	Stato (Positivo/Negativo)
1	Verifica inserimento batteria (l'indicatore Led della batteria, nella finestra, deve essere acceso)	
2	Verifica accensione	
3	Ascoltare i comandi vocali	
4	Verificare la finestra in alto sopra il defibrillatore	
5	Verifica scadenza piastre (indicare la data di scadenza)	

Data e firma infermiere per conferma	Data e firma Direzione Sanitaria per presa visione

Senior Residence s.r.l.

Via G. Servais, 80 • 10146 Torino • tel. 011-7720500 (r.a.) • fax 011-7720505 • info@seniorresidence.it • www.seniorresidence.it