



SENIOR RESIDENCE

CARRELLO MEDICAZIONI
Dotazione

Residenza Sanitaria Assistenziale Torino	Cod. DSA 30.1
	Rev. 01
	Pagina 1 di 1

Carrello medicazioni

Protezione individuale □ n° 1 Camice monouso □ n° 1 Contenitore taglienti □ n° 1 conf. Maschere m/uso □ n° 1 paio occhiali □ > 5 guanti sterili varie misure □ Guanti non sterili varie misure	Presidi □ n° 1 Pila oculare □ n° 1 laccio emostatico □ n° 2 bisturi per tipo (n° 10 – 11-15 – 23) □ n° 3 tamponi sterili x es. culturale □ Siringhe di diverse capacità □ Fili di sutura in seta n. 2/0 – 3/0	Detersione □ N° 1 Soluz. Fisiologica □ N° 5 fl acqua distillata □ N° 1 flac di Prontosan Medicazione Scatola ferri chirurgici A: SOSTITUITI DA MONOUSO □ n° 2 forbici rette e 1 forbice retta piccola □ n° 2 pinze chirurgiche e 2 Anatomiche □ n° 1 pinza di Kocher curva piccola □ n° 1 pinza di Klemmer curva piccola □ n° 2 porta aghi (1 piccolo e 1 grande) □ n° 1 sonda scanalata □ n° 1 specillo □ n° 1 levapunti metallici		
Medicazione Scatola ferri chirurgici B: SOSTITUITI DA MONOUSO □ n° 2 forbici rette e 1 forbici rette piccole □ n° 3 pinze chirurgiche e 2 anatomiche □ n° 1 pinza di Kocher curva piccola □ n° 1 pinza di Klemmer curva piccola □ n° 1 porta aghi □ n° 1 sonda scanalata □ n° 1 specillo □ n° 1 levapunti metallici □ n° 1 levapunti seta	Medicazione □ Rete elastica di varie misure □ n°1 flac.antisettici (Povidone-iodio, Clorexidina, H2O2) □ Garze sterili medie e grandi □ Garze non sterili □ n° 1 rasoio m/uso	Medicazione □ N° 1 Benda elastica □ N° 2 Bende adesive □ n° 1 Kit medicazione m/uso □ n° 1 conf. Punti adesivi □ n° 1 rotolo cerotto traforato □ n° 1 cerotti anallergici □ n° 1 cerotti alti 2,5 cm		
Farmaci □ N° 2 conf. Garze grasse □ N° 2 conf. Di Garze alla Connettivina □ N° 2 conf. di Connettivina Crema	Farmaci <table><tr><td> □ N° 2 tubi di Iruxol unguento □ N° 2 tubi di Noruxol unguento □ N° 2 flac di Purilon gel □ N° 2 conf. di med. in schiuma □ N° 2 conf. di med. in Idrocolloide (tipo Duoderm) □ N° 2 conf. di Idrocolloide sottile </td><td> □ N° 2 tubi di crema antibiotica □ N° 2 tubi di Emla □ N° 2 scatole di Aquacel Ag □ N° 2 scatole di Aquacell </td></tr></table>		□ N° 2 tubi di Iruxol unguento □ N° 2 tubi di Noruxol unguento □ N° 2 flac di Purilon gel □ N° 2 conf. di med. in schiuma □ N° 2 conf. di med. in Idrocolloide (tipo Duoderm) □ N° 2 conf. di Idrocolloide sottile	□ N° 2 tubi di crema antibiotica □ N° 2 tubi di Emla □ N° 2 scatole di Aquacel Ag □ N° 2 scatole di Aquacell
□ N° 2 tubi di Iruxol unguento □ N° 2 tubi di Noruxol unguento □ N° 2 flac di Purilon gel □ N° 2 conf. di med. in schiuma □ N° 2 conf. di med. in Idrocolloide (tipo Duoderm) □ N° 2 conf. di Idrocolloide sottile	□ N° 2 tubi di crema antibiotica □ N° 2 tubi di Emla □ N° 2 scatole di Aquacel Ag □ N° 2 scatole di Aquacell			

Verifica e controllo della dotazione Data Esito conforme ☐ non conforme ☐ La INF.....	Prodotti ripristinati
Per presa visione Data La Direzione Sanitaria.....	Prodotti in scadenza entro il mese successivo